
# 重心計シリーズ 重心バランスシステム JK-101Ⅲ 平衡機能計 UM-BARⅢ





## 重心バランス システム

JK-101 **I**I

重心計と下肢加重計の機能を合わせ持った商品です。 コンパクト設計でもち運びにも便利です。 複数データを同時表示して比較できます。

訓練前後、投薬前後などを比較できます。 改善評価グラフで日々変動をビジュアルに表示します。

診療報酬 1. 重心動揺計


250点

2. パワーベクトル分析

200点(加算)

3. 下肢加重検査

250点



平衡機能計

UM-BARⅢ

簡単操作でポータブルでありながらフルスペック仕様で す。めまい、平衡障害の検査・評価に最適な設計です。コ ンパクト設計でもち運びにも便利です。

データ保存機能を有し複数データを同時表示して比較で きます。改善評価グラフで日々変動をビジュアルに表示し ます。

診療報酬 1. 重心動揺計

2. パワーベクトル分析

250点

200点(加算)



項目	UM-BARⅢ	JK-101Ⅲ
販売名	平衡機能計	重心バランスシステム
測定方式	歪ゲージ(4個)	歪ゲージ(4個×2枚)
形状	四角形	
荷重範囲	5~200kg	
重心位置特性	±1mm以内	
計測周波数	20~100Hz	
ドリフト特性	±3mm以内 (60分における)	
サイズ	350 (幅)・350 (縦)・38 (厚み) ㎜	350(幅)・350(縦)・38(厚み)mm ×2枚
プレート重量	7.5kg×1枚	7.5kg×2枚
記録装置	ノートPC(Windows10 Pro 64bit、15.6型ワイド HD)	
記録計	インクジェットプリンター	
電源	AC100V	

### **Option**










水平調節板



水平調節板の重量は約4kgです

#### 診療報酬

D250 平衡機能検査

5重心動揺計250点パワーベクトル分析(加算)200点

下肢加重検査 250点 %JK-101Ⅲのみ対応

販売名 平衡機能計 UM-BAR (型式: UM-BARⅢ) 重心バランスシステム JK-101 (型式: JK-101 Ⅲ)

クラス分類 一般医療機器

重心バランスシステム JK-101 : 13B3X00510J00001

JMDNコード 17242001

※ デザイン・仕様は予告なく変更される事があります。

# 株式会社 ユニメック

〒183-0055 東京都府中市府中町3-3-9 電 話 042-358-0385 取扱店