


重心計シリーズ

高性能を
コンパクトに凝縮

重心バランスシステム

JK-101 II




重心計と下肢加重計の機能を合わせ持った商品です
コンパクト設計で持ち運びにも便利です
複数データを同時表示して比較できます
訓練前後、投薬前後などを比較ができます
改善評価グラフで日々変動をビジュアルに表示します

診療報酬	1. 重心動揺計	250 点
	2. パワーベクトル分析	200 点 (加算)
	3. 下肢加重検査	250 点

平衡機能計


UM-BAR II




簡単操作でポータブルでありながらフルスペック仕様です
めまい、平衡障害の検査・評価に最適な設計です
コンパクト設計で持ち運びにも便利です
データ保存機能を有し複数データを同時表示して比較できます
改善評価グラフで日々変動をビジュアルに表示します

診療報酬	1. 重心動揺計	250 点
	2. パワーベクトル分析	200 点 (加算)


重心動揺検査計測画面




3Dソフト重心動揺計測画面 (オプション)




3Dソフト下肢加重計測画面 (オプション)




下肢加重検査計測画面



3DソフトIPS計測画面 (オプション)



3Dソフトベクトル表示画面 (オプション)



標準仕様	UM-BAR II	JK-101 II
測定方式	ひすみゲージ	
荷重範囲	5~150kg	
重心位置特性	±1mm以内	
計測周波数	20~100Hz	
周波数特性	20Hz以上	
ドリフト特性	±3mm以内 (60分における)	
プレートサイズ	483mm (幅) ・420mm (高さ) ・32mm (厚み)	
プレート重量	3.9kg	
構成内訳		
プレート	1枚	2枚
USBコントローラ	1台	
解析装置	1台	
記録計	1台	
ソフトプログラム	簡易計測・解析・印刷プログラム 1式	
その他		
ファイリングシステム対応	(オプション)	
オーダリングシステム対応	(オプション)	
電子カルテシステム対応	(オプション)	
高機能プログラムにバージョンアップ対応	(オプション)	

届出番号

平衡機能計「UM-BAR II」 13B3X00510B00002
重心バランスシステム「JK-101 II」 13B3X00510J00002

解析項目一覧表			
項 目		UM-BAR II	JK-101 II
重心動揺計	重心図	○	○
	軌跡長	総軌跡長 (mm)	○
		単位軌跡長 (mm/秒)	○
		単位面積軌跡長	○
		X方向・Y方向軌跡長 (mm)	○
		X方向・Y方向単位軌跡長 (mm/秒)	○
		X方向・Y方向最大振幅 (mm)	○
	面 積	矩形面積 (mm ²)	○
		外周面積 (mm ²)	○
		実効値面積 (mm ²)	○
パワーベクトル分析	重心中心位置	X方向動揺平均中心変位 (mm)	○
		Y方向動揺平均中心変位 (mm)	○
	ロンバグ率	○	○
	評 価	レーダーチャート	○
	パワーベクトル解析	左右動揺位置のパワースペクトラム	○
		前後動揺位置のパワースペクトラム	○
		左右動揺パワー領域面積比 (%)	○
		前後動揺パワー領域面積比 (%)	○
	ベクトル解析	位置ベクトル解析	○
		速度ベクトル解析	○
下肢加重検査	振幅確立密度分布	ヒストグラム解析	○
	左右荷重経時変化		○
3Dオプション	左右荷重最大・最小・標準偏差		○
	左右足圧中心移動分析		○
	3D表示機能		○
	ベクトル表示機能 (推定FX・FY表示機能)		○
	IPS計測・評価機能 (IPS=姿勢安定度評価指数)		○
	左右移動能力検査機能		○
	動画取り込み同時表示・保存機能		○

○診療報酬

重心動揺計 250点
パワーベクトル分析 (加算) 200点
下肢加重検査 250点

株式会社 ユニメック

〒183-0055 東京都府中市府中町3-3-9

ウェルズ桜通り C号

Tel 042-358-0385 Fax 042-358-0389

取扱店